

Oval-8® fingerortos

Oval-8® är fingerortoser utformade för att stödja, stabilisera eller immobilisera de små lederna i patientens finger. Den mångsidiga 3-punktstryckdesignen gör att varje Oval-8® kan behandla 6 eller fler tillstånd med en enkel vridning av skenan. Oval-8® är tillverkade i gjuten plast och har rundade kanter för ökad komfort. Oval-8® är vattentäta och kan bäras i våta förhållanden. Finns i 14 storlekar.

Oval-8 kitet innehåller en återanvändbar förvaringslåda och 44 fingerortoser i olika storlekar.

Användningsområde

Oval-8® är utformade för att tillämpa tre kontrollpunkter runt ett finger för att hålla en knoge rak, förhindra eller begränsa rörelsen för att skydda och möjliggöra läkning. Produkten kan användas för att hantera flera fingersjukdomar beroende på var och hur den bärs på fingret.

Mått

Omkrets fingerled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Färg	Antal/Förp
514230002	Oval-8® fingerortos	2	4,30 cm	Beige	5
514230003	Oval-8® fingerortos	3	4,50 cm	Beige	5
514230004	Oval-8® fingerortos	4	4,95 cm	Beige	5
514230005	Oval-8® fingerortos	5	5,27 cm	Beige	5
514230006	Oval-8® fingerortos	6	5,70 cm	Beige	5
514230007	Oval-8® fingerortos	7	5,86 cm	Beige	5
514230008	Oval-8® fingerortos	8	6,14 cm	Beige	5
514230009	Oval-8® fingerortos	9	6,35 cm	Beige	5
514230010	Oval-8® fingerortos	10	6,82 cm	Beige	5
514230011	Oval-8® fingerortos	11	7,09 cm	Beige	5
514230012	Oval-8® fingerortos	12	7,40 cm	Beige	5
514230013	Oval-8® fingerortos	13	7,65 cm	Beige	5
514230014	Oval-8® fingerortos	14	8,09 cm	Beige	5
514230015	Oval-8® fingerortos	15	8,20 cm	Beige	5
514280000	Oval-8® storleksset	2-15	-	-	1 st per storlek
514290000	Oval-8® kit	2-15	-	-	44 st