

Stabiliserande höftortos

Modulär höftledsstabiliserande ortos i standardstorlek som kan användas på vänster eller höger höft. Ger maximal stabilitet och kontroll. Består av ett bäckenband och ett lårstöd som är sammankopplade med en led som kan justeras för att ge 0° till 90° flexion-extension i intervaller om 15°, och 0°, 15° eller 30° abduktion. Bäckenbandet ger ett stabiliserande stöd för ländryggen och har spännband för att justera kompressionen. Bandet är uppdelat i tre sektioner för att underlätta för sängbundna patienter.

Användningsområde

Efter höftoperation. Utbyte eller reparation av en total höftprotes. Höftledsluxation. Frakturer i samband med höftproteser. Instabilitet i höftleden. Osteoporos. Lossning av höftproteser. Måttlig till svår koxartros.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Lårmått
286900000	One Size	Bilateral	40-65 cm