

X-Static Boston t-linne

X-Static Boston t-linne är perfekt att bära under en rigid rygortos. Den har samma fördelar som Standard t-linne och levereras med bilaterala vingar i axillaområdena. X-Static®-fibrer hjälper till att transportera bort fukt från huden och förhindra lukt. Linnet har även svalkande och antistatiska egenskaper som håller användaren sval och bekväm.

Vingarna i axillaområdena består av 95,6 % polyester/X-Static®-blandning och 4,4 % Lycra®.



Art.nr.	Storlek	Färg	Längd	Bredd	Omkrets
297670011	S	Grå	483 mm	152 mm	40-61 cm
297670012	M	Grå	533 mm	203 mm	61-81 cm
207670013	L	Grå	711 mm	254 mm	81-101 cm
297670014	XL	Grå	711 mm	305 mm	101-122 cm