

Ergo Super gipssax

En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Användningsområde

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd	Material
512190000	Ergo Super Gipssax	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid
512270000	Ergo Super Gipssax vänsterhänt	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid