

Manosplint® Ohio-T

Med Ohio-T kan du skapa personliga och detaljrika ortoser. Materialet finns tillgängligt i sju heltäckande mönster. Variationen skapar möjlighet till innovation och kreativitet och bidrar till ökad patientnöjdhet. Produktens egenskaper gör att det passar för de flesta praktiska applikationer. Ohio-T har 100% minne och måttligt stretchmotstånd. Produkten finns i flera tjocklekar, upp till 3,2 mm, vilket gör det möjligt att skapa ortoser med maximal stadga och stabil avlastning. Det ytbehandlade materialet tillåter ”nyp- och öppnateknik” som underlättar vid applikationen och agerar som ett par extra händer. Den glansiga ytan motverkar fingeravtryck.

Ljusare val av mönster blir genomskinliga i uppvärmt tillstånd. Detta underlättar applicering på tänkta ytor som tex tryckkänsliga punkter. Notera att arken kommer i storlek på 30,5 x 46 cm.

Användningsområde

Statiska ortoser för avlastning av tumme, hand och handled vid diagnoser som senskador, frakturer, artros och neurologiska diagnoser. Lämpligt inom pediatrik. Dynamiska och cirkulära ortoser.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
503870000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	Massiv
503880000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	Massiv
503890000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	1% Perf.
503950000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	11% Perf.
503970000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	19% Perf.
503980000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	1,6 mm	11% Perf.
503960000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	12% Perf.