

Manosplint[®] Wisconsin

Wisconsin är en lågtemperaturplast med utmärkt prestanda. Materialet finns tillgängligt i sju heltäckande mönster. Variationen skapar möjlighet till innovation och kreativitet och bidrar till ökad patientnöjdhet. Den formade och skulpterade ytan ger mycket bra stöd och funktion. Wisconsin har ett måttligt minne, vilket möjliggör enkla ändringar och en perfekt kantfinish. Produkten är lätt att forma, och det måttliga stretchmotståndet gör att den kan hanteras med varsamma och mjuka rörelser. Den har måttlig styvhet och är flexibel för att underlätta på- och avtagning. Materialet är ytbehandlat och fäster inte vid sig självt om inte beläggningen avlägsnas. Notera att arken kommer i storlek på 30,5 x 46 cm.



Användningsområde

Statiska ortoser för avlastning av tumme, hand och handled. Dynamiska skenor och ortoser, bas för dynamiska och statiska progressiva konstruktioner.

Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
503900000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	Massiv
503920000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	2,4 mm	1% Perf.
503930000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	1% Perf.
503940000	Print	46 cm	1 ark	30,5 cm	3,2 mm	Massiv