

VWR vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som enkelt kan tas bort och rengöras. Vattenbadet har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på ±0,2 °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd	Bredd	Höjd	Material	Färg
645140000	Vattenbad	12 L	Kärl: 30,6 cm	Kärl: 28,1 cm	Kärl: 12,5 cm	-	-
645150000	Vattenbad	26 L	Kärl: 48,1 cm	Kärl: 27,8 cm	Kärl: 17,5 cm	-	-
645160000	Manosplint Heat Pan Liner	One Size	61 cm	38 cm	n/a	-	-
645170000	Rör för vattenbad	n/a	1 m	n/a	n/a	Silikon	-
645180000	Dräneringskran för vattenbad	Passar till röret	n/a	n/a	n/a	Plast	Vit
645200000	Bottenplatta i polykarbonat	26 L	47 cm	26 cm	n/a	Plast	Transparent
645210000	Bottenplatta i rostfritt stål	26 L	47 cm	26 cm	n/a	Rostfritt stål	-
645220000	Bottenplatta i polykarbonat	12 L	28 cm	26 cm	n/a	Plast	Transparent
645230000	Bottenplatta i rostfritt stål	12 L	28 cm	26 cm	n/a	Rostfritt stål	-