

# VWR vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som enkelt kan tas bort och rengöras. Vattenbadet har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på ±0,2 °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt



| Art.nr.   | Modell                        | Storlek           | Längd         | Bredd         | Höjd          | Material       | Färg        |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 645140000 | Vattenbad                     | 12 L              | Kärl: 30,6 cm | Kärl: 28,1 cm | Kärl: 12,5 cm | -              | -           |
| 645150000 | Vattenbad                     | 26 L              | Kärl: 48,1 cm | Kärl: 27,8 cm | Kärl: 17,5 cm | -              | -           |
| 645160000 | Manosplint Heat Pan Liner     | One Size          | 61 cm         | 38 cm         | n/a           | -              | -           |
| 645170000 | Rör för vattenbad             | n/a               | 1 m           | n/a           | n/a           | Silikon        | -           |
| 645180000 | Dräneringskran för vattenbad  | Passar till röret | n/a           | n/a           | n/a           | Plast          | Vit         |
| 645200000 | Bottenplatta i polykarbonat   | 26 L              | 47 cm         | 26 cm         | n/a           | Plast          | Transparent |
| 645210000 | Bottenplatta i rostfritt stål | 26 L              | 47 cm         | 26 cm         | n/a           | Rostfritt stål | -           |
| 645220000 | Bottenplatta i polykarbonat   | 12 L              | 28 cm         | 26 cm         | n/a           | Plast          | Transparent |
| 645230000 | Bottenplatta i rostfritt stål | 12 L              | 28 cm         | 26 cm         | n/a           | Rostfritt stål | -           |