

StomaCare Standard Plus 15 cm

StomaCare standard plus är tillverkat i Coolmax-material som andas och minskar risken för fukt innanför gördeln. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den snygga grå färgen är diskret även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Integrerad multiflexring (i plast) runt hålet gör det enklare att hålla rent samt ger en säkrare koppling med mindre risk för läckage. Den tunna och oelastiska frontdel ger optimalt stöd för bukväggen för att förhindra prolaps och bråck.



Användningsområde

Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Höjd	Midjemått	Diameter stomiöppning
233260011	Small	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	70-79 cm	72 mm
233260012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	80-90 cm	72 mm
233260013	Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	90-100 cm	72 mm
233260014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	100-110 cm	72 mm
233260015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	110-120 cm	72 mm
233260016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	120-130 cm	72 mm
233260017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	130-140 cm	72 mm
233270011	Small	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	70-79 cm	85 mm
233270012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	80-90 cm	85 mm
233270013	Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	90-100 cm	85 mm
233270014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	100-110 cm	85 mm
233270015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	110-120 cm	85 mm
233270016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	120-130 cm	85 mm
233270017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	130-140 cm	85 mm