

StomaCare Standard Plus 23 cm

StomaCare standard plus är tillverkat i Coolmax-material som andas och minskar risken för fukt innanför gördeln. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den snygga grå färgen är diskret även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Integrerad multiflexring (i plast) runt hålet gör det enklare att hålla rent samt ger en säkrare koppling med mindre risk för läckage. Den tunna och oelastiska frontdel ger optimalt stöd för bukväggen för att förhindra prolaps och bråck.



Användningsområde

Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Höjd	Midjemått	Diameter stomiöppning
233281011	Small	Vänster	Ljusgrå	23 cm	70 - 79 cm	72 mm
233281012	Medium	Vänster	Ljusgrå	23 cm	80 - 90 cm	72 mm
233281013	Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	90 - 100 cm	72 mm
233281014	X-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	100 - 110 cm	72 mm
233281015	XX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	110 - 120 cm	72 mm
233281016	XXX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	120 - 130 cm	72 mm
233281017	XXXX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	130 - 140 cm	72 mm
233282011	Small	Höger	Ljusgrå	23 cm	70 - 79 cm	72 mm
233282012	Medium	Höger	Ljusgrå	23 cm	80 - 90 cm	72 mm
233282013	Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	90 - 100 cm	72 mm
233282014	X-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	100 - 110 cm	72 mm
233282015	XX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	110 - 120 cm	72 mm
233282016	XXX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	120 - 130 cm	72 mm
233282017	XXXX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	130 - 140 cm	72 mm
233291011	Small	Vänster	Ljusgrå	23 cm	70 - 79 cm	85 mm
233291012	Medium	Vänster	Ljusgrå	23 cm	80 - 90 cm	85 mm
233291013	Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	90 - 100 cm	85 mm
233291014	X-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	100 - 110 cm	85 mm
233291015	XX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	110 - 120 cm	85 mm
233291016	XXX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	120 - 130 cm	85 mm
233291017	XXXX-Large	Vänster	Ljusgrå	23 cm	130 - 140 cm	85 mm
233292011	Small	Höger	Ljusgrå	23 cm	70 - 79 cm	85 mm
233292012	Medium	Höger	Ljusgrå	23 cm	80 - 90 cm	85 mm
233292013	Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	90 - 100 cm	85 mm
233292014	X-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	100 - 110 cm	85 mm
233292015	XX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	110 - 120 cm	85 mm
233292016	XXX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	120 - 130 cm	85 mm
233292017	XXXX-Large	Höger	Ljusgrå	23 cm	130 - 140 cm	85 mm