

Lacer Wrist Kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr. 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområde

Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Omkrets
514261009	Lacer Wrist Kort	XX-Small	Vänster	Svart	18 cm	< 12cm
514261010	Lacer Wrist Kort	X-Small	Vänster	Svart	20 cm	12cm - 14cm
514261011	Lacer Wrist Kort	Small	Vänster	Svart	21 cm	14cm - 16cm
514261012	Lacer Wrist Kort	Medium	Vänster	Svart	21 cm	16cm - 18cm
514261013	Lacer Wrist Kort	Large	Vänster	Svart	21 cm	18cm - 20cm
514261014	Lacer Wrist Kort	X-Large	Vänster	Svart	21 cm	22cm >
514262009	Lacer Wrist Kort	XX-Small	Höger	Svart	18 cm	< 12cm
514262010	Lacer Wrist Kort	X-Small	Höger	Svart	20 cm	12cm - 14cm
514262011	Lacer Wrist Kort	Small	Höger	Svart	21 cm	14cm - 16cm
514262012	Lacer Wrist Kort	Medium	Höger	Svart	21 cm	16cm - 18cm
514262013	Lacer Wrist Kort	Large	Höger	Svart	21 cm	18cm - 20cm
514262014	Lacer Wrist Kort	X-Large	Höger	Svart	21 cm	22cm >