

Lacer Wrist Lång

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i kort (art.nr 51426) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområde

Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Omkrets
514271011	Lacer Wrist Lång	Small	Vänster	Svart	24 cm	14cm - 16cm
514271012	Lacer Wrist Lång	Medium	Vänster	Svart	24,5 cm	16cm - 18cm
514271013	Lacer Wrist Lång	Large	Vänster	Svart	25 cm	18cm - 20cm
514271014	Lacer Wrist Lång	X-Large	Vänster	Svart	25,5 cm	22cm >
514272011	Lacer Wrist Lång	Small	Höger	Svart	24 cm	14cm - 16cm
514272012	Lacer Wrist Lång	Medium	Höger	Svart	24,5 cm	16cm - 18cm
514272013	Lacer Wrist Lång	Large	Höger	Svart	25 cm	18cm - 20cm
514272014	Lacer Wrist Lång	X-Large	Höger	Svart	25,5 cm	22cm >