

# Postoperativ sko

Behandlande sko med en vadderad, slitstark nylonöverdel och spännen med returloop. Överdelen anpassar sig efter svullnader och förband. Innersulan är polstrad och sitter på en stel, lätt och slitstark yttersula. Sulan är utformad för förbättrad stabilitet. Detta underlättar rehabilitering efter fotkirurgi, trauma eller andra tillstånd som kräver immobilisering för att underlätta läkning. Skon kan även användas i kombination med ett gips.

## Användningsområde

Skon anpassar sig till bandage och svullnader och används vid fotkirurgi, hantering av bruten tå, metatarsalskador, mjukdelsprocedurer, hantering av diabetiska fötter och postoperativ återhämtning.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Längd innersula
432080011	Dam	Small	Bilateral	EU 35-37	23,5 cm
432080012	Dam	Medium	Bilateral	EU 37-40	24,5 cm
432080013	Dam	Large	Bilateral	EU 40-43	26 cm
432090011	Herr	Small	Bilateral	EU 41-42	26 cm
432090012	Herr	Medium	Bilateral	EU 43-45	27,5 cm
432090013	Herr	Large	Bilateral	EU 46-47	30 cm
432090014	Herr	X-Large	Bilateral	EU 47 >	31 cm
432070000	Pediatric	One size	Bilateral	EU < 35	20 cm