

Manosplint® Carolina

Carolina ger ett stabilt stöd och håller sig på plats under applicering. Materialet lämpar sig väl för större ortoser. Det har maximal motståndskraft mot sträckning och kräver en fastare hantering med nästan ingen drapering. Produkten har måttligt minne, vilket möjliggör enkla ändringar och mjuka kantavslut. Carolina har en obelagd yta och är något klibbig, fungerar som ett extra par händer och fäster lätt på sig själv. Resistent mot fingeravtryck. Den färdiga ortosen har maximal styvhet, håller formen och tål patientens eller de dynamiska komponenternas dragning.

Användningsområde

Immobiliseringsortoser - brännskador, sen- och/eller nervskador, frakturer, artrit och neurologiska diagnoser.

Ortoser - handled/hand, armbåge, nedre extremitet och rygg.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
503860000	Vit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	Perf: 1%