

Glyde OA®

Glyde OA® är en enkel och effektiv unilateral knäortos för behandling av mild till måttlig enkelsidig knäartros. Ett band med en enkel tryckknappsstängning sitter över vaden som ger ett drag och tryckavlastning. Det andningsbara DiamoCool™ tyget ger bekväm kompression och döljer ortosens trepunktsram.

Användningsområde

Enkelsidig medial eller lateral mild till måttlig knäartros.

Mått

Mått 1: Omkretsmått 15 cm över mid-patella.

Mått 2: Omkretsmått 15 cm nedanför mid-patella.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Knämått 1	Knämått 2
550241011	Medial	Small	Vänster	36-43 cm	29-34 cm
550241012	Medial	Medium	Vänster	43-51 cm	34-39 cm
550241013	Medial	Large	Vänster	51-61 cm	39-46 cm
550241014	Medial	X-Large	Vänster	61-71 cm	46-52 cm
550241015	Medial	XX-Large	Vänster	71-81 cm	52-60 cm
550242011	Medial	Small	Höger	36-43 cm	29-34 cm
550242012	Medial	Medium	Höger	43-51 cm	34-39 cm
550242013	Medial	Large	Höger	51-61 cm	39-46 cm
550242014	Medial	X-Large	Höger	61-71 cm	46-52 cm
550251011	Lateral	Small	Vänster	36-43 cm	29-34 cm
550251012	Lateral	Medium	Vänster	43-51 cm	34-39 cm
550251013	Lateral	Large	Vänster	51-61 cm	39-46 cm
550251014	Lateral	X-Large	Vänster	61-71 cm	46-52 cm
550251015	Lateral	XX-Large	Vänster	71-81 cm	52-60 cm
550252011	Lateral	Small	Höger	36-43 cm	29-34 cm
550252012	Lateral	Medium	Höger	43-51 cm	34-39 cm
550252013	Lateral	Large	Höger	51-61 cm	36-46 cm
550252014	Lateral	X-Large	Höger	61-71 cm	46-52 cm
550252015	Lateral	XX-Large	Höger	71-81 cm	52-60 cm
550260014	Inner wrap	XL	-	-	-
550260015	Inner wrap	XXL	-	-	-
550260000	Inner wrap	Universal	-	-	-