

Carbon Footplate

Kolfibersulan är avsedd att skydda mtp-lederna och framfoten genom att begränsa rörelseomfånget (ROM), fördela trycket i framfoten och underlätta avrullning. Kolfibersulan kan även användas efter immobiliserings-behandling med POST-OP sko eller walker för att gradvis öka rörelsen. Den kan också användas för att förbättra balansen efter tåamputation, dig IV och/eller V.

Bör täckas av en inläggssula.

Användningsområde

Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer och andra skador eller artrostillstånd i framfoten/mellanfoten, framfotstrauma, stukad tå.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Längd	Bredd	Tjocklek
280351011	Small	Vänster	235mm	77mm	1,8 mm
280351012	Medium	Vänster	255mm	80mm	1,8 mm
280351013	Large	Vänster	275mm	90mm	1,8 mm
280351014	X-Large	Vänster	305mm	99mm	1,8 mm
280352011	Small	Höger	235mm	77mm	1,8 mm
280352012	Medium	Höger	255mm	80mm	1,8 mm
280352013	Large	Höger	275mm	90mm	1,8 mm
280352014	X-Large	Höger	305mm	99mm	1,8 mm