

Jura axelstöd immobilisering

Jura axelstöd – Immobilisering kan användas som armslinga eller som axel immobiliserare och den är utformad för att användas på både vänster och höger arm. Den kraftiga bomullsslingan med fullt justerbara vadderade axel- och kroppsremmar håller armen nära kroppen. Extra vadderad och avtagbar rem runt halsen för optimal komfort. Remmarna fästs genom stora D-ringar vilket gör det enkelt att applicera lyftselen med bara en arm. Tumrem för extra stöd.

Användningsområde

Kan användas vid en rad olika skador och tillstånd där det är nödvändigt att begränsa axelns och/eller armbågens rörlighet, t.ex:

- Dislokation.
- Sträckningar och stukningar.
- Före och efter operation.
- Rehabiliteringsfaser.
- Plexus brachialis eller perifer nervskada

Kontraindikation

Applicera inte produkten i direktkontakt med skadad hud.

Mått

Längd på underarmen från armbågen till MCP-leden.



Art.nr.	Storlek	Färg	Längd
422230010	X-Small	Svart	<33 cm
422230011	Small	Svart	33cm - 35cm
422230012	Medium	Svart	36cm - 41cm
422230013	Large	Svart	42cm - 45cm
422230014	X-Large	Svart	45cm >