

Manosplint® Montana

Montana är ett starkt material som ger maximal styvhet och samtidigt ger vackra kanter med måttlig drapering. Skenorna håller formen trots drag från starka komponenter och spasticitet. Det ger maximalt motstånd mot töjning och kan dras runt kurvor utan att tunnas ut eller förlora kontrollen. Obelagd med en något klibbig yta när den är varm. En permanent bindning kan enkelt erhållas genom att applicera torr värme och nypa ihop den. Ytan motstår fingeravtryck och kanterna förblir förseglade och släta när de skärs varma.

Användningsområde

Immobiliseringsortoser - handled, tumme och hand; många olika diagnoser inklusive pediatrik, senskador, frakturer, artrit och neurologiska diagnoser.
Mobiliseringsortoser - seriell statisk metod eller bas för dynamisk och statisk progressiv design.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
503910000	Vit	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	1% perf.