

EpiGel epikondylit

Bekväm epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom kompression över extensor- och flexormusklerna utan att ge kompression runt underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

Användningsområde

Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Mått

Omkrets 5 cm nedanför armbågen



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281660000	En storlek	20-35 cm	Bilateral	Svart