

Isotoner® handskar

Isotoner® terapeutiska handskar lindrar smärta och svullnad i samband med artrit eller smärta och svullnad efter handskador.

Finns i alternativ med öppet finger eller helt finger. Det mjuka stretchmaterialet i nylon och spandex ger en mild, jämn kompression för att lindra smärta och förebygga ödem. Alla sömmar finns på handskens utsida och området runt tummen är helt fritt från sömmar. Ger måttlig kompression vid cirka 23 till 32 mm Hg tryck. Handskarna har unisexstorlek för både män och kvinnor.



Mått

Omkrets vid MP-led.

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Förp.
535431010	Helfinger	X-Small	11 cm - 14 cm	Vänster	1 st
535431011	Helfinger	Small	14 cm - 17 cm	Vänster	1 st
535431012	Helfinger	Medium	17 cm - 19 cm	Vänster	1 st
535431013	Helfinger	Large	19 cm - 22 cm	Vänster	1 st
535432010	Helfinger	X-Small	11 cm - 14 cm	Höger	1 st
535432011	Helfinger	Small	14 cm - 17 cm	Höger	1 st
535432012	Helfinger	Medium	17 cm - 19 cm	Höger	1 st
535432013	Helfinger	Large	19 cm - 22 cm	Höger	1 st
535421010	3/4-finger	X-Small	11 cm - 14 cm	Vänster	1 st
535421011	3/4-finger	Small	14 cm - 17 cm	Vänster	1 st
535421012	3/4-finger	Medium	17 cm - 19 cm	Vänster	1 st
535421013	3/4-finger	Large	19 cm - 22 cm	Vänster	1 st
535422010	3/4-finger	X-Small	11 cm - 14 cm	Höger	1 st
535422011	3/4-finger	Small	14 cm - 17 cm	Höger	1 st
535422012	3/4-finger	Medium	17 cm - 19 cm	Höger	1 st
535422013	3/4-finger	Large	19 cm - 22 cm	Höger	1 st
535380010	3/4-finger	X-Small	11 cm - 14 cm	-	Par
535380011	3/4-finger	Small	14 cm - 17 cm	-	Par
535380012	3/4-finger	Medium	17 cm - 19 cm	-	Par
535390010	Helfinger	X-Small	11 cm - 14 cm	-	Par
535380013	3/4-finger	Large	19 cm - 22 cm	-	Par
535390011	Helfinger	Small	14 cm - 17 cm	-	Par
535390012	Helfinger	Medium	17 cm - 19 cm	-	Par
535390013	Helfinger	Large	19 cm - 22 cm	-	Par