

Color elastisk linda

Som en perfekt avslutning på din X-LITE[®] gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk linda andas och tillsammans med X-LITE[®] gipset ger det ett mycket luftigt bandage. De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas både till större och mindre applikationer. Den har en "anti-slip" effekt, vilket betyder att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 60°C och steriliseras.



Art.nr.	Modell	Färg	Längd	Förp.	Bredd
641060000	Color elastisk linda	Svart	5 m	10	6 cm
641070000	Color elastisk linda	Röd	5 m	10	6 cm
641080000	Color elastisk linda	Royal Blue	5 m	10	6 cm
641090000	Color elastisk linda	Grön	5 m	10	6 cm
641100000	Color elastisk linda	Gul	5 m	10	6 cm
641120000	Color elastisk linda	Svart	5 m	10	10 cm
641130000	Color elastisk linda	Royal Blue	5 m	10	10 cm