

Foam-binda

Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipspolstring.

Användningsområde

Som polstring under gips av X-LITE.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd
644800003	Vit	2,75 m	20 rullar	75 mm
644850000	Vit	2,75 m	16 rullar	100 mm
644900005	Vit	2,75 m	10 rullar	125 mm