

X-LITE® Stockinette

Rundstickad stockinette i 100 % oblekt polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull).
Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden.
Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Material
644000000	Beige	23 m	1 rulle	21 mm	Bomull
644010001	Vit	10 m	1 rulle	30 mm	Polypropen
644110002	Vit	10 m	1 rulle	50 mm	Polypropen
644210003	Vit	10 m	1 rulle	70 mm	Polypropen
644310004	Vit	10 m	1 rulle	100 mm	Polypropen
644410006	Vit	10 m	1 rulle	150 mm	Polypropen
644420008	Vit	10 m	1 rulle	200 mm	Polypropen