

X-LITE® termoplastiskt kardborrband

X-LITE kardborrband har en baksida av X-LITE som vid uppvärmning fäster mot X-Lite, 3D-LITE och våra övriga lågtemperaturplaster. Det värms i vattenbad eller med varmluftspistol. Mjukt kardborrband eller fästband appliceras sedan som vanligt.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
641960000	Vit	5 m	50 mm	1	Dispenser
641980000	Svart	5 m	50 mm	1	Dispenser