

3D-LITE™

3D-LITE är en lågtemperaturplast tillverkad av en tredimensionell polyesterväv som impregnerats med termoplast. Materialet är stabilt, lätt, luftigt och enkelt att forma. Det har en smidig yta och det blir inte några fingeravtryck i materialet under bearbetningen. Materialet har stretch i en riktning. Värms i vattenbad vid 70°C eller ugn vid 80°C.



Användningsområde

Ortostillverkning. 3 mm rekommenderas till små ortoser och mindre kroppsdelar. 5 mm rekommenderas till halvstora ortoser som frakturortoser. 7 mm rekommenderas till större ortoser som exempelvis korsetter.

Art.nr.	Modell	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
648960000	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	3 mm
648970000	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	3 mm
648980000	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	5 mm
648990000	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	5 mm
649000000	3D-LITE Beige	600 mm	1 ark	600 mm	7 mm
649010000	3D-LITE Beige	900 mm	1 ark	600 mm	7 mm
649050000	3D-LITE Beige	1200 mm	1 ark	650 mm	5 mm