

SELECTION® Radialis tumdel

Avlastande textil tumdel. Skall kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205, 35209, 35222, 35223 eller 35305. Läs instruktionen för huvudprodukten innan användning. Vid radialispares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) kan tumdelen kombineras med 35217 SELECTION® Radialis Fingerdel för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Finns i mindre storlekar för barn
Tumdelen finns även i XS och XXS, vilket gör den kompatibel med våra handledsstöd för barn. Detta gör den särskilt väl lämpad för barn med till exempel cerebral pares, som ofta behöver mer individanpassade lösningar.

Användningsområde

För avlastning och positionering av tummen, Radialispares.

Mått

Längd ledcentrum MCP1 – ledcentrum IP1.



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352161009	Radialis Tumdel	XX-Small Pediatrisk	1,5-2 cm	Vänster	Svart
352161010	Radialis Tumdel	X-Small Pediatrisk	2-3 cm	Vänster	Svart
352161011	Radialis Tumdel	Small	3 - 4 cm	Vänster	Svart
352161013	Radialis Tumdel	Large	5 - 6 cm	Vänster	Svart
352162009	Radialis Tumdel	XX-Small Pediatrisk	1,5-2 cm	Höger	Svart
352162010	Radialis Tumdel	X-Small Pediatrisk	2-3 cm	Höger	Svart
352162011	Radialis Tumdel	Small	3 - 4 cm	Höger	Svart
352162013	Radialis Tumdel	Large	5 - 6 cm	Höger	Svart