

CS-skena

CS-skenan är en blå volar skena, tillverkad av Polypropylen. Skenan är anatomisk förformad i handens viloställning för att, enligt antropometisk data, passa en majoritet av vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med en värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnas ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar för att inte ge tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering där det önskas.



En mjuk vit dorsal plasticskena som är rak i formen. Skenan har en lätt stödjande funktion.

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg	Förp.
352100000	Volar skena	En storlek	22x168 mm	Bilateral	Blå	10
352110000	Dorsal skena	En storlek	11x148 mm	Bilateral	Vit	10