

Solid Back Walker Long

Immobiliserande walker i hög modell. Ortosen är lätt och har en stabil design med slutna bakkant hela vägen upp och en rigid framkant för att stärka immobiliseringen. Den är designad med extra vaddering över vristen för ökad stabilitet.

Inkluderar två extra kondylkuddar för att avlasta tryck och ge extra komfort. Walkerns liner fungerar som en mjuk, luftgenomsläppande och tvättbar vaddering. Det skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara kardborrband garanterar komplett immobilisering. Produkten är anpassad för kilsystem, är röntgengenomsläpplig och lätt att prova ut. Innehåller ej latex.

Användningsområde

Fotledsstukning i grad 2/3. Stabil fraktur på distala fibulan, distala skenbenet, talus, calcaneus och metatarsalbenen. Post-fotskada. Post OP.



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
476200011	Solid Back Walker - Long	S	25 cm
476200012	Solid Back Walker - Long	M	28 cm
476200013	Solid Back Walker - Long	L	30 cm
476200014	Solid Back Walker - Long	XL	32 cm
476210011	Liner	S	n/a
476210012	Liner	M	n/a
476210013	Liner	L	n/a
476210014	Liner	XL	n/a