

Kraftig gipssax

Extra stor och stark sax av rostfritt stål, 23 cm lång. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Det fintandade nedre bladet ger ett bättre grepp om materialet.

Användningsområde

Alla stockinetter och polstringar/bandage. Alla lågtermoplastiska material, syntetiska material och gipsavgjutningar.



Art.nr.	Modell	Längd	Material
512040000	Kraftig gipssax	23 cm	Rostfritt stål