

SureStep GO SMO

Surestep Go SMO är utformad för att hantera mild till svår pronation i samband med hypotoni. Denna SMO använder cirkulär kompression för att stabilisera fot och ankelled. Den öppna hälen gör att mer av foten kan "känna golvet", vilket underlättar känselintryck och hållning. För maximal funktion ska denna SMO alltid bäras med lämpliga skor.



En SureStep SMO rekommenderas för användning med våra Allard AFO KiddieFLOW™, KiddieGAIT® eller KiddieROCKER®, för att uppmuntra häl-till-tå gång, särskilt för patienter med låg tonus och pronation.

Användningsområde

Mild till svår pronation, hypotoni, triplanär instabilitet vid vikt bärande, oförmåga att stå självständigt, mild tågång.

Kontraindikation

Hypertoni, spasticitet, svår tågång.

Art.nr.	Modell	Skostorlek	Antal/Förp
287390000	Houdini-band	-	-
287380000	Halkfri sula	-	-
287400003	SureStep GO SMO	EU 19	1 par
287400004	SureStep GO SMO	EU 20	1 par
287400005	SureStep GO SMO	EU 21	1 par
287400006	SureStep GO SMO	EU 22	1 par
287400007	SureStep GO SMO	EU 23	1 par
287400008	SureStep GO SMO	EU 24	1 par
287400009	SureStep GO SMO	EU 26	1 par
287410010	SureStep GO SMO	EU 27	1 par
287410011	SureStep GO SMO	EU 28	1 par
287410012	SureStep GO SMO	EU 29	1 par