

MILINE™ Standard Action ankelled

MILINE är nästa generations justerbara ankelledskomponenter från Becker Orthopaedic. De erbjuder en överlägsen hållbarhet och funktion för tillämpning med termoplast- och kompositortoser.

Användningsområde

Ortoskomponenterna används vid tillverkning av individuella ankel- och fotortoser.

- Universell design möjliggör utbytbara leder
- Unilaterala och bilaterala tillämpningar
- Laseretsade stigbyglar för optimal justering
- Hållbara komponenter med lång livslängd
- Högsta tillgängliga viktgränser



Art.nr.	Modell	Mått	Vä/Hö
625110013	MILINE Standard action	13 mm	Bilateral
625120016	MILINE Standard action	16 mm	Bilateral
625130020	MILINE Standard action	20 mm	Bilateral
625290013	Miline Kort skena	13 mm	-
625300016	Miline Kort skena	16 mm	-
625310020	Miline Kort skena	20 mm	-
625320013	Miline nitbygel	13 mm	-
625330016	Miline nitbygel	16 mm	-
625340020	Miline nitbygel	20 mm	-
625350016	Miline nitbygel hög belastning	16 mm	-
625360013	Standard action nitbygel	13 mm	-
625370016	Standard action nitbygel	16 mm	-
625380020	Standard action nitbygel	20 mm	-
625390016	Standard action nitbygel hög belastning	16 mm	-
625400013	Standard action Y-bygel	13 mm	-
625410016	Standard action Y-bygel	16 mm	-
625420020	Standard action Y-bygel	20 mm	-
625430016	Standard action Y-bygel hög belastning	16 mm	-
625440013	Miline Y-bygel	13 mm	-
625450016	Miline Y-bygel	16 mm	-
625460020	Miline Y-bygel	20 mm	-
625470016	Miline Y-bygel hög belastning	16 mm	-
625480013	Miline Unilateral Kort skena	13 mm	-
625490016	Miline Unilateral Kort skena	16 mm	-
625480020	Miline Unilateral Kort skena	20 mm	-