

Back support 2 band

En enkel ryggortos tillverkad av elastiskt tyg som andas och är mjukt och behagligt att bära. Lämplig även för långtidsbehandling. Ortosen är utformade både för buk- och revbensskador men kan också användas som lättare stöd för ryggraden.

Välj mellan två höjder; en med två band (art.nr.22186) och en med tre band (art.nr. 22187). Båda modellerna anpassar sig perfekt till de olika områdena i buken, vilket ger bättre komfort och kompression. Det breda fästområdet med mikrokardborrband ger en säker och individuell passform. Tillverkad i en 100% sömlös design, bekvämare och bättre för huden.

Användningsområde

Lindrig till måttlig ländryggssmärta, muskelsträckning, begränsning av lindrig eller måttlig eventration, postoperativ och postpartum bukbegränsning.



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Färg	Höjd
221860011	BACK SUPPORT 2 BAND	S	70-90 cm	Beige	16 cm
221860012	BACK SUPPORT 2 BAND	M	90-110 cm	Beige	16 cm
221860013	BACK SUPPORT 2 BAND	L	110-130 cm	Beige	16 cm
221860014	BACK SUPPORT 2 BAND	XL	130-145 cm	Beige	16 cm