

Back support 3 band

En enkel ryggortos tillverkad av elastiskt tyg som andas och är mjukt och behagligt att bära. Lämplig även för långtidsbehandling. Ortosen är utformade både för buk- och revbensskador men kan också användas som lättare stöd för ryggraden.

Välj mellan två höjder; en med två band (art.nr.22186) och en med tre band (art.nr. 22187). Båda modellerna anpassar sig perfekt till de olika områdena i buken, vilket ger bättre komfort och kompression. Det breda fästområdet med mikrokardborrband ger en säker och individuell passform. Tillverkad i en 100% sömlös design, bekvämare och bättre för huden.

Användningsområde

Lindrig till måttlig ländryggssmärta, muskelsträckning, begränsning av lindrig eller måttlig eventration, postoperativ och postpartum bukbegränsning.



Art.nr.	Storlek	Mått	Färg	Höjd
221870011	S	70-90 cm	Beige	24 cm
221870012	M	90-110 cm	Beige	24 cm
221870013	L	110-130 cm	Beige	24 cm
221870014	XL	130-145 cm	Beige	24 cm