

Bruns gipssax

En klassisk kraftig gipssax i rak modell tillverkad av japanskt rostfritt stål. Mycket slitstark. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Ej tandad. Saxen kan autoklaveras.



Användningsområde

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och kalkmaterial samt lågtemperaturplaster.

Mått

Längd 24 cm.

Art.nr.	Längd	Material
512030000	24 cm	Rostfritt stål