

Manosplint® Safety Cutter

Den säkraste och enklaste skäraren på marknaden för kalla termoplaster. Med Manosplint® Safety Cutter minskar du belastningen på terapeuternas händer – skärhuvudets design tar bort den finger- och handbelastning som uppstår vid användning av handkniv eller sax. Minimal ansträngning krävs för att skära igenom alla material. Skär enkelt kalla plaster med en tjocklek på upp till 3,2 mm. Lätt att hantera och flytta runt. Den 66 cm långa skärlängden gör att den kan användas även för de största arken. Silikonremсор längs hela basen och undersidan av skärstängen håller alla plaster på plats under skärning. Skärkanalen för bladet eliminerar behovet av en skärmatta.



Art.nr.	Modell	Längd	Bredd	Antal/Förp
512240000	Manosplint Safety Cutter	81 cm	33 cm	1 st
512250000	Extra blad	5 cm	2 cm	100 st