

# VACO®pedes

OPED VACO®pedes erbjuder immobilisering av framfoten med full rörlighet i vristen och optimal tryckavlastning i fram- och mellanfoten. Vakuumkudden säkerställer optimal och individuell anpassning, även vid svullnad, och ger hög stabilitet. Den rullande sulan främjar ett fysiologiskt och säkert gångmönster.

OPED:s patenterade vakuumteknologi är ett modernt alternativ till gips. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omsluter den skadade kroppsdel. När luften sugs ut ur kudden, med en pump, blir den hård som gips. Vakuumkudden formar sig perfekt efter patientens anatomi och kan justeras för att anpassas till svullnad och muskelatrofi.

Den är mycket anpassningsbar med tre storlekar. Utbytbara inlägg för bättre hygien och komfort samt en avtagbar sula för enklare rengöring. Röntgengenomsläpplig.

## Användningsområde

Metatarsalfrakturer I - IV, Hammer- och klo-tår, Hallux valgus / rigidus, Lapidusoperation, Artrodes i metatarsallederna.



| Art.nr.   | Modell                                    | Storlek | Omkrets vad | Omkrets ankel | Framfotens bredd | Fotlängd   |
|-----------|-------------------------------------------|---------|-------------|---------------|------------------|------------|
| 476340011 | VACOpedes                                 | Small   | 29-39 cm    | 14-29 cm      | 10 cm            | 22-25 cm   |
| 476340012 | VACOpedes                                 | Medium  | 35-51 cm    | 22-40 cm      | 12 cm            | 25,1-28 cm |
| 476340013 | VACOpedes                                 | Large   | 40-58 cm    | 30-45 cm      | 13 cm            | 28,1-31 cm |
| 476430011 | VACOpedes set - för längre användningstid | Small   | 29-39 cm    | 14-29 cm      | 10 cm            | 22-25 cm   |
| 476430012 | VACOpedes set - för längre användningstid | Medium  | 35-51 cm    | 22-40 cm      | 12 cm            | 25,1-28 cm |
| 476430013 | VACOpedes set - för längre användningstid | Large   | 40-58 cm    | 30-45 cm      | 13 cm            | 28,1-31 cm |
| 476590011 | Frottépolstring                           | Small   | -           | -             | -                | -          |
| 476590012 | Frottépolstring                           | Medium  | -           | -             | -                | -          |
| 476590013 | Frottépolstring                           | Large   | -           | -             | -                | -          |