

# VACO®pedes Diabetic

VACO®pedes Diabetes är designad för att immobilisera framfoten med ett diabetikervänligt foder och bidra till snabb återhämtning samtidigt som den erbjuder optimal komfort. Med sin låga höjd och inbyggda rörelseomfång underlättar den gång och är särskilt lämplig för dem som har svårt att använda en stövel med full höjd.

Fodret använder OPED:s patenterade vakuumteknologi, som är en modern ersättning för gips och en integrerad del av VACO:s produktlinje. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger det skadade området. När luften sugts ut, med en pump, blir kudden hård likt gips på bara några sekunder. VACO®pedes Diabetes har extra volym av VACO®-kuddar för ökat stöd och elasticitet vid vikt bärande aktiviteter.

Den har ett friktionsfritt velourfoder som minskar friktionen och är skonsam mot känslig hud, i svart färg för att dölja vätska och fuktmärken. VACO®pedes Diabetes är kliniskt beprövad för effektiv sårhäkning genom utmärkt tryckavlastning och underlättar inspektion och behandling av såret. Den är utrustad med låsbara spännen för bättre justering och en gungande sula för god tryckfördelning och en säker, fysiologisk gång.

Skon tillåter fri rörelse i fotleden och levereras med en tåklämma för skydd samt en formbar skumminnersula för ytterligare avlastning. Den är anpassningsbar och finns i tre storlekar.

## Användningsområde

Sårbildningar på foten, diabetiska fotsår och postoperativ vård efter tåamputationer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets ankel	Framfotens bredd
476370011	VACO®pedes Diabetes	Small	14-29 cm	10,5 cm
476370012	VACO®pedes Diabetes	Medium	22-40 cm	12 cm
476370013	VACO®pedes Diabetes	Large	30-45 cm	13,5 cm
476450011	VACOpedes diabetes set - för längre användningstid	Small	14-29 cm	10,5 cm
476450012	VACOpedes diabetes set - för längre användningstid	Medium	22-40 cm	12 cm
476450013	VACOpedes diabetes set - för längre användningstid	Large	30-45 cm	13,5 cm
476540011	Skumminnersula	Small	14-29 cm	10,5 cm
476540012	Skumminnersula	Medium	22-40 cm	12 cm
476540013	Skumminnersula	Large	40-58 cm	13,5 cm
476600011	Velourfoder	Small	14-29 cm	10,5 cm
476600012	Velourfoder	Medium	22-40 cm	12 cm
476600013	Velourfoder	Large	30-45 cm	13,5 cm