

Vista® Collar

Aspen Vista® halskrage ger optimal rörelsebegränsning samtidigt som den hjälper till att skydda mot hudskador och ökar patientens följsamhet. Med sin patenterade höjjusteringsteknik erbjuder kragen i en storlek sex höjjusteringsinställningar för att enkelt passa ett brett spektrum av anatomier, vilket möjliggör enkla justeringar på patienten.

Aspens unika Cushion Flex Tabs™ gör att kragen kan anpassas till varje patient när den dras åt för en skräddarsydd passform, och genom att dra åt Occipital Support Strap™ anpassas kragen ytterligare genom att skapa en justerbar, tredimensionell "hylla" som håller bakhuvudet på plats. Den extra stora trakealöppningen ger funktionell åtkomst för luftvägshantering och andra viktiga procedurer.

Bomullspolstringen är allergivänlig och skumvadderingen med öppna celler leder bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Ortosen är MR-kompatibel och kan användas vid magnetkameraundersökning (MR).

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Vista® Collar kommer i en justerbar storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek
984000	Vista halskrage	One size
984002	Vista halskrage, set med extra polstring	One size
984020	Extra polstring	Standard
984006	Vista halskrage bakre panel	Standard
984008	Vista halskrage bakre panel	Large
984028	Extra polstring för bakre panel	Large