

VACO[®]cast

OPED VACO[®]cast är en ortopedisk fraktursko med fast flexion som är utformad och konstruerad för att bidra till snabb återhämtning samtidigt som den ger optimal komfort. Behandling med VACO[®]cast påskyndar läkningsprocessen.

OPED:s patenterade vakuumteknik är det moderna alternativet till gips. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger den skadade kroppsdel. När luften sugts ut ur kudden, med hjälp av en pump, blir den hård som ett gips.

Vakuumkudden formar sig perfekt efter den enskilda patientens anatomi och kan justeras för att ta hänsyn till svullnad och atrofi. Den undviker tryck på utsatta område och ger stabilitet tack vare en perfekt formad ortos varje gång. Det lätta men mycket stabila plasticskalet ger ortosen det nödvändiga stödet. Kan användas direkt efter operationen i stället för gips. Justerbar i vadbredd. Stöveln har även en rörlig tåplatta för att förlänga plantarfotbädden.

Den är mycket anpassningsbar med tre storlekar. Utbytbara inlägg för bättre hygien och komfort samt en avtagbar sula för enklare rengöring. Röntgengenomsläpplig.

Användningsområde

Fot- och fotledsfrakturer, Metatarsalfrakturer, Calcaneusfrakturer, Svåra ligamentskador, Protes, Artrodes.

Mått

Skostorlek och/eller ankel-/vadmokrets samt framfotsbredd. Vid storleksgränserna mellan Small/Medium och Medium/Large-versionerna bör den mindre storleken av VACO[®]ped Xelgo väljas om möjligt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets vad	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotlängd
476350011	VACOCast	S	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476350012	VACOCast	M	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476350013	VACOCast	L	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476580011	Frottépolstring	S	-	-	-	-
476580012	Frottépolstring	M	-	-	-	-
476580013	Frottépolstring	L	-	-	-	-