

VACO®talus

VACOTALUS fotledsortos är en lågprofilerad, lättanvänd ortos som ger överlägsen komfort och effektiv stabilitet vid rörelseförändringar samt immobilisering efter skada. Dess smala design möjliggör diskret användning i skon och den är enkel att applicera och justera utan behov av skosnören. En justerbar talusrem i tre lägen minskar talusförskjutning och VACO12-kuddar fyllda med styrofoam-pärlor ger optimalt stöd runt fotleden.

Användningsområde

Akuta ligamentskador i fotleden, eftervård vid frakturer i fotleden, förebyggande av ligamentskador i fotleden samt kompensation för instabilitet i fotleden.

Kontraindikation

Instabil fraktur.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
476391010	VACOTALUS	XS	Vänster	>37
476391011	VACOTALUS	S	Vänster	37-40
476391012	VACOTALUS	M/L	Vänster	<40
476392010	VACOTALUS	XS	Höger	>37
476392011	VACOTALUS	S	Höger	37-40
476392012	VACOTALUS	M/L	Höger	<40