

Aspen® Sierra Universal Collar™

Aspen® Sierra Collar™ är justerbar i en storlek och passar de flesta patienter utan justering, vilket bidrar till att minska lagerbehovet. Den unika designen ger den komfort och rörelsebegränsning som behövs för en säker miljö för läkning.

Kragen är tillverkad av skum med slutna celler och är utmärkt att använda som duschkrage för långtidspatienter. Tillgång till trakealområdet möjliggör visualisering och åtkomst för att utföra ingrepp på den främre delen av halsen. Finns i pediatrik storlek. Med sin platta baksida underlättar den en säker applicering och DYNA-Capture-systemet formar sig efter barnets bakhuvud, vilket ökar rörelsebegränsningen.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

Aspen® Sierra Universal Collar™ kommer i en storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets
480230000	Sierra Universal Collar	Barn	28-42 cm
480240000	Sierra Universal Collar	Vuxen	33-54 cm