

Aspen® CTO

Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) ger en förbättrad rörelsebegränsning för patienter med cervikal och övre thorakal ryggrad. Det är utformat för de patienter som behöver mer stöd än enbart en cervikal krage. Genom att integrera designelement som gör att Aspen® CTO kan "trappas ned" från en CTO-modell med 4 stolpar till en CTO-modell med 2 stolpar och sedan till en fristående krage, kan graden av rörelsebegränsning enkelt anpassas till patientens specifika behov.

Forskning har visat att rörelseinskränkningen ökar avsevärt när man går från en fristående cervikal krage till en ortos med fyra stolpar. För ultimata komfort är alla CTO:s kontaktytor vadderade med bomullspolstring, med andningsbar och allergivänlig skumvaddering som transporterar bort fukt från huden.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.



Art.nr.	Modell	Storlek
480270011	Aspen CTO	Kort
480280011	Aspen CTO främre panel	Kort
480270012	Aspen CTO	Standard
480280012	Aspen CTO främre panel	Standard
480270013	Aspen CTO	Hög
480280013	Aspen CTO främre panel	Hög
480270014	Aspen CTO	Extra hög
480280014	Aspen CTO främre panel	Extra hög
480350011	Aspen CTO bakre panel	Small
480350012	Aspen CTO bakre panel	Standard
480350013	Aspen CTO bakre panel	Large
480360000	Aspen CTO extra polstring	-