

OPED EVENup

EVENup skoförhöjning hjälper till att jämna ut längden på en patients extremiteter och minska kroppsbelastningen vid gång med ortopediska gångstöd eller gips. Den korrigerar höjdskillnaden mellan den friska och skadade benet. Den har ett avtagbart inlägg som ger antingen 1,3 cm eller 2,6 cm höjning. Höjningen, som placeras på tennisskon, gör att dess höjd blir jämförbar med en ortopedisk gångstövel. Storlek bestäms utifrån längden på den sko som ska bäras i EVENup. Observera: Det är generellt bäst att välja en EVENup som är något för liten snarare än för stor. Kan användas för vänster och höger fot.



Användningsområde

Tillfällig bäckenfelställning, orsakad av användning av ortos eller gips.

Art.nr.	Storlek	Skostorlek
476400011	S	34-38
476400012	M	39-43
476400013	L	44-46