

Vista[®] CTO

Vista[®] CTO är utformad för de patienter som behöver mer stöd än enbart en halskrage. Den ger extra rörelsebegränsning och har flera justeringspunkter för att säkerställa en bekväm och effektiv passform för många olika patientanatomier.

Precis som Vista[®] Collar är Vista CTO helt justerbar och endast en storlek krävs. Den ger möjlighet att gå ner till enbart en halskrage för att stödja patienten under återhämtningen. Aspen[®] bomullspolstring transporterar bort fukt från patientens hud medan klickbart polyuretanskum bidrar till optimal tryckfördelning.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

Ortosen är MR-kompatibel och kan användas vid magnetkameraundersökning (MR).

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

One size.



Art.nr.	Modell	Storlek
480580000	Vista CTO	One size
480590000	Vista CTO Uppgraderingskit, Anterior	-
480620000	Vista CTO/CTO4 Extra polstring	-