

Vista® CTO4

Vista® CTO4 är utformad för de patienter som behöver mer stöd än enbart en halskrage. Vista® CTO4 är utformad för att öka rörelsebegränsningen i alla tre rörelseplan - flexion/extension, lateral böjning och axiell rotation. Även om Vista® CTO4 ger denna nivå av rörelsebegränsning är den bekväm för patienterna och är vadderad vid alla kontaktpunkter för att säkerställa följsamhet. Den kan enkelt trappas ned till Vista® CTO för att stödja progressionen. Vista® CTO4 är helt justerbar och endast en storlek behövs. Aspen® bomullspolstring transporterar bort fukt från patientens hud medan klickbart polyuretanskum bidrar till optimal tryckfördelning.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningsar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

One size.



Art.nr.	Modell	Storlek
480600000	Vista CTO4	One size
480610000	Vista CTO4 Uppgraderingskit, Posterior	-
480620000	Vista CTO4/CTO Extra polstring	-