

Aspen® Pediatric CTO

Aspen® Cervicothoracic Bracing System™ (CTO) ger ytterligare rörelsebegränsning för pediatrika patienter med cervikal och övre thorakal ryggrad. Det är utformat för de patienter som behöver mer stöd än enbart en cervikal krage.

Genom att integrera designelement som gör att Aspen® CTO kan "trappas ned" från en CTO-modell med 4 stolpar till en CTO-modell med 2 stolpar och sedan till en fristående krage, kan graden av rörelsebegränsning enkelt anpassas till patientens specifika behov.

Forskning har visat att rörelseinskränkningen ökar avsevärt när man går från en fristående cervikal krage till en ortos med fyra stolpar. För ultimat komfort är alla CTO:s kontaktytor vadderade med bomullsfodrad, andningsbar, allergivänlig skumvaddering som transporterar bort fukt från huden.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.



Art.nr.	Modell	Storlek
480250000	Aspen Pediatric CTO	One size
480260000	Aspen Pediatric CTO Extra polstring	-