

OPED Click Disc

En smart vikt bärande indikator som kan vägleda patienten om hur mycket belastning de kan lägga på den skadade foten medan de använder en walker. Lastcellen består av tre klickskivor som kan placeras direkt i ortosen. Varje klickskiva är inställd på en specifik maximal viktbegränsning. Om patienten lägger mer vikt på foten än det antal kilon som anges kommer patienten att höra ett klickande ljud (liknande en klicker). Detta ljud är en tydlig signal att patienten har nått den övre viktbegränsningen.

- Röd viktmätarkategori A: ca 10 - 30 kg belastning.
- Gul viktmätarkategori B: ca 20 - 40 kg belastning.
- Grön viktmätarkategori C: ca 30 - 50 kg belastning.



Art.nr.	Modell	Förp.
476470000	Click Disc	1 set