

VRTX Collar

VRTX Rigida halskrage är utformad för ett brett spektrum av patientanatominer och förbättrar appliceringstiden och precisionen.

Kragen är en del av det modulära VRTX-systemet som ger optimal rörelsebegränsning för stabila ryggsador på flera nivåer - en standardlösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. Den prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov, och den omedelbara universella dimensioneringen bidrar till ökad effektivitet.

VRTX Collar har en symmetrisk ryggpå panel som är utformad för att säkerställa korrekt passform. Den justeras automatiskt till patientens neutrala huvudposition. Den har kortare laterala sidor och fler höjjusteringar för att passa ett större antal patienter. Polstringen på fram- och bakpanelen har en enkel design som underlättar byte.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

VRTX Collar är en storlek.



Art.nr.	Modell	Storlek
480680000	VRTX COLLAR	One Size
480690000	VRTX COLLAR set - inkluderar extra polstring	-
480700000	Extra polstring	-
480710012	VRTX halskrage bakre panel	Standard