

VRTX CTO

VRTX CTO erbjuder specialiserad rörelsebegränsning för cervikal-thorakal ryggrad i alla tre rörelseplan - flexion/extension, lateral böjning och axiell rotation. VRTX CTO är bekväm för patienten och är vadderad vid alla kontaktpunkter för att säkerställa följsamhet. Den har en låsbar sternaljustering och flexibel thoraxjustering för att ge patienten komfort när han eller hon sitter upprätt.

VRTX CTO finns i en version med 2 stolpar eller 4 stolpar (CTO4) för mer eller mindre rörelsebegränsning. Den kan enkelt trappas ned till en CTO VRTX MultiPost Collar för att stödja progressionen. VTRX Modular System ger optimal rörelsebegränsning för stabila ryggskador på flera nivåer - en färdig lösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. De prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbningsar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Mått

VRTX CTO är One size.



Art.nr.	Modell	Storlek
480780000	VRTX CTO	One Size
480810000	VRTX CTO4/VRTX CTO Extra Polstring	-