

VRTX CTO4

VRTX CTO4 erbjuder specialiserad rörelsebegränsning för cervikal-thorakal ryggrad i alla tre rörelseplan - flexion/extension, lateral böjning och axiell rotation. VRTX CTO4 erbjuder utökad rörelsebegränsning jämfört med CTO.

Den justerbara, lågprofilerade ryggstödet är utformat för maximal patientkomfort, även i rygggläge. VRTX CTO4 är bekväm för patienterna och är vadderad vid alla kontaktpunkter för att säkerställa följsamhet. Den har en låsbar sternaljustering och flexibel thoraxjustering för patientkomfort när patienten sitter upprätt. VRTX CTO4 finns i en version med 2 stag (CTO) för något mindre rörelsebegränsning. Båda kan enkelt trappas ned till en CTO VRTX MultiPost Collar för att stödja progressionen.

VTRX Modular System ger optimal rörelsebegränsning för stabila ryggskador på flera nivåer - en färdig lösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. De prefabricerade VTRX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Cervikalt disksyndrom.

För att ta del av samtliga indikationer, vänligen konsultera produktens IFU.

Kontraindikation

Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfatisk vävnad orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska instruktioner.

Mått

VRTX CTO4 är en storlek.

Art.nr.	Modell	Storlek
480790000	VTRX CTO4	One Size
480810000	VRTX CTO4/VTRX CTO Extra Polstring	-

